

Test: Kan Gyenno Skeen hjælpe dig?

Hvis din håndtremor er inden for 7 cm, kan GYENNO Ske hjælpe dig bedst. Ellers vil den ikke have nogen særlig stor effekt. For at finde ud af om GYENNO Ske passer til dig, skal du lave denne enkle test:

1. Skær et 7 x 7 cm firkantet hul i midten af et stykke A4 papir.
2. Bed en ven om at holde papiret lodret med begge hænder. Tag en blyant og hold den i midten af hullet i 20 sekunder, med din hånd så tæt på hullet som muligt.
3. Observer udsvinget af din håndtremor. GYENNO Ske er perfekt til dig, hvis du kan holde blyanten i hullet det meste af tiden.
4. Hvis pennen rammer papiret, vil GYENNO Ske ikke have den indlysende effekt for dig. Derimod vil vores **spisehjælper Obi kunne** hjælpe dig med at spise selv i dit eget tempo og uden stress.

